

دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه اپتیک

(دانشکدهی فیزیک، طبقهی ۱، آزمایشگاه اپتیک و لیزر)

آزمایش 1: اندازه گیری ضریب شکست منشور و محاسبهی ضرایب کوشی

نويسنده: مليكا رجبي - 99101608

تاريخ انجام آزمايش: 1402.12.2

در این آزمایش بعد از تنظیم طیفسنج، با اندازه گیری زاویه ی بازتاب پرتوی لامپ هلیم از منشور، زاویه ی راس منشور را بهدست می آوریم. در ادامه با استفاده از طیفهای جدا شده و زاویه ی مینیمم انحراف، ضریب شکست منشور و سپس ضرایب کوشی را بهدست می آوریم و منحنی پاشندگی منشور را رسم می کنیم.

وسایل مورد نیاز برای آزمایش: طیفسنج، منشور شیشهای، لامپ هلیم و منبع تغذیه

١ تنظيم طيفسنج


برای تنظیم دستگاه، ابتدا آن را به بیرون از فضای آزمایشگاه برده و با تغییر پیچ کنار دوربین چشمی سعی میکنیم تصویر واضحی از یک جسم در فاصلهی دور در چشمی دوربین ببینیم.

سپس طیفسنج را مقابل لامپ هلیم قرار داده و دوباره با پیچاندن پیچ کنار دوربین چشمی سعی میکنیم تصویر واضحی از باریکهی نور در چشمی مشاهده کنیم. همچنین میتوانیم با استفاده از پیچ تنظیم ضخامت شکاف، ضخامت باریکهی نور را هم تغییر دهیم. در نهایت باریکهی نور را روی خط عمودی باریکی که در دوربین چشمی مشاهده میشود ثابت میکنیم.

حالا پیچ دوربین چشمی را ثابت کرده و پیچ ورنیه را باز میکنیم. 0 صفحه ی مدرج را روی 0 ورنیه قرار داده و سپس پیچ تنظیم ورنیه را ثابت میکنیم و پیچ تنظیم دوربین چشمی را باز میکنیم. در این مرحله طیفسنج تنظیم شده و آماده ی استفاده است.

۲ اندازه گیری زاویهی راس منشور

منشور شیشهای را روی صفحه ی حامل طیفسنج قرار می دهیم، به گونهای که یکی از راسهای آن دقیقا روبروی دوربین موازی ساز قرار گیرد. در این حالت پرتوی لامپ هلیم، به دو سطح منشور برخورد کرده و از دو سطح بازتاب می شود. با چرخاندن دوربین چشمی، یکبار پرتوی بازتاب شده از سطح سمت راست و یکبار پرتوی بازتاب شده و زاویه ی دوربین چشمی از حالت 0 را در هردو حالت از روی ورنیه می خوانیم و یادداشت می کنیم.



شكل ۱-۱: زواياي حاصل از برخورد يرتو و بازتاب آن

اگر دو خط موازی آبی رنگ را برهم منطبق فرض کنیم در مییابیم که:

$$\theta = (90 - \alpha) + (90 - \beta)$$
 (1-1)

$$\theta_1 + \theta_2 = (90 - \alpha) + (90 - \alpha) + (90 - \beta) + (90 - \beta) = 2\theta$$
 (Y-1)

توجه شود که θ_1 و θ_2 زوایای بازتاب هستند.

بنابراین، زاویهی راس منشور برابر است با میانگین دو زاویهی بازتاب خوانده شده از ورنیه.

نتایج به صورت زیر شد:

جدول ۱ - ۱: اندازه گیری زاویهی راس منشور

دفعات	${ heta_1}^{\circ}$	$\theta_2\degree$	$\theta_1 + \theta_2 = \theta^{\circ}$	(راس منشور) °α
1	67	56	123	61.5
2	66	54	120	60
3	67	53	120	60
میانگین	66.67	54.3		60.5

همچنین خطای این زاویه را نیز بهدست می آوریم:

$$\Delta \alpha = \max(\Delta \theta_1 + \Delta \theta_2, \frac{\sigma}{\sqrt{3}}) = \max(2$$
 دقیقه $0.4^\circ) = 0.4^\circ$ (۲-۱)

همانطور که مشاهده می شود، زاویه ی راس منشور با خطای نسبتا کمی برابر با 60 درجه که مقدار واقعی این زاویه بود، شد. این خطا می تواند ناشی از زاویه ی دید، عدم تنظیم کامل دستگاه، موازی نبودن پرتوهای نور و ... باشد.

۳ اندازه گیری زاویه ی مینیمم انحراف و رسم منحنی یاشندگی منشور

در این قسمت منشور را به گونهای روی صفحهی حامل قرار میدهیم که پرتوی لامپ هلیم از طریق دوربین موازی ساز به یک سطح آن برخورد کرده و از آن

بازتاب شود. حالاً با چرخاندن دوربین چشمی سعی میکنیم خطوط طیفی خارج شده از منشور را مشاهده کنیم.

در ادامه صفحه ی حامل را به آرامی در یک جهت مشخص می چرخانیم و با چرخاندن همزمان دوربین چشمی یکی از خطوط طیفی را دنبال می کنیم. این کار را آنقدر ادامه می دهیم تا در یک زاویه ی مشخص حرکت خط طیفی دنبال شده برعکس شود. آن زاویه را یادداشت می کنیم. این کار را برای بقیه ی خطوط طیفی نیز انجام می دهیم.

در مرحلهی بعد با استفاده از فرمول زیر ضریب شکست منشور برای هر طول موج را محاسبه میکنیم:

$$n = \frac{\sin\frac{\alpha + \delta_m}{2}}{\sin\frac{\alpha}{2}} \tag{F-1}$$


توجه شود که α زاویه ی راس منشور و δ_m میانگین زاویه ی مینیمم انحراف برای یک رنگ مشخص است.

نتایج به صورت زیر شد:

جدول ۱-۲: زوایای مینیمم انحراف لامپ هلیم

رنگ	λ(A°)	° تنظيم اول	° تنظیم دوم	° تنظيم سوم	δ_{m} °	n
بنفش	3880	53.5	53	53.5	53.3	1.66
سبز پررنگ	5010	52	52	52	52	1.65
زرد	5880	51	51	51	51	1.64
قرمز	7060	50.5	50	50	50.2	1.63
سبز کمرنگ	4920	52	52	52.5	52.2	1.65
آبی	4470	52.5	53	52.5	52.7	1.66

حالاً منحنی ضریب شکست را بر حسب عکس مربع طول موج رسم میکنیم تا ضرایب کوشی را به دست آوریم:



شكل ١-٢: منحنى ضريب شكست برحسب عكس مربع طول موج


$$n = A + \frac{B}{\lambda^2} \tag{a-1}$$

با توجه به خط مشخص شده در نمودار، ضرایب کوشی به صورت زیر هستند:

$$y = 7 \times 10^{-15} x + 1.6204 \tag{9-1}$$

$$A = 1.6204$$
 (V-1)

$$B = 7 \times 10^{-15} m^2 \tag{A-1}$$



شكل ١-٣: منحني پاشندگي منشور

حالاً به محاسبهی خطای پارامترها میپردازیم:

$$\Delta \delta_m = \max(1', \frac{\sigma}{\sqrt{3}}) \tag{9-1}$$

$$\Delta n^2 = \left(\frac{\cos\left(\frac{\alpha+\delta_m}{2}\right)}{2\sin\frac{\alpha}{2}}\Delta\delta_m\right)^2 + \left(\frac{\cos\left(\frac{\alpha+\delta_m}{2}\right)}{2\sin\frac{\alpha}{2}} - \frac{\sin\left(\frac{\alpha+\delta_m}{2}\right)\cos\frac{\alpha}{2}}{2\sin^2\frac{\alpha}{2}}\right)^2\Delta\alpha^2 \quad (1 - 1)$$

$$\Delta B^2 = \frac{1}{\sigma^2} \frac{\sum_{i=1}^n d_i^2}{n-2}$$
 (11-1)

$$\Delta A^2 = (\frac{\sigma^2}{n} + (\frac{\bar{1}}{\lambda^2}))\Delta B^2 \qquad \qquad \left(\ \mathbf{1Y-1} \right)$$

به طوریکه:

$$d_i = y_i - mx_i - h \tag{17-1}$$

جدول ۱-۳: خطای پارامترها

رنگ	Δα -	$\Delta \delta_{\scriptscriptstyle m m}$ °	$\Delta \delta_{\scriptscriptstyle m m}$ / $\delta_{\scriptscriptstyle m m}$	Δn
بنفش	0.4	0.1	0.002 - 0.2%	0.5
سبز پررنگ	0.4	0.01	0.0002 - 0.02%	0.4
زرد	0.4	0.01	0.0002 - 0.02%	0.4
قرمز	0.4	0.1	0.002 - 0.2%	0.5
سبز کمرنگ	0.4	0.09	0.002 - 0.2%	0.4
آبی	0.4	0.1	0.002 - 0.2%	0.5

$$\Delta B = 2.9169 \times 10^{-15} m^2 \qquad (1 \% - 1)$$

$$\Delta A = 0.0019 \tag{10-1}$$

۴ نتیجه گیری

در این آزمایش آموختیم که چطور با یک دستگاه طیفسنج کار کنیم و با استفاده از آن زاویهی راس یک منشور دلخواه را بهدست بیاوریم. همچنین یاد گرفتیم که چگونه زاویهی مینیمم انحراف هر خط از طیف لامپ را اندازه گرفته و با استفاده از آن منحنی پاشندگی منشور را رسم کنیم. همچنین خطاهای مربوط به هر پارامتر را نیز بهدست آوردیم و منشا خطاها را تا حدودی شناسایی کردیم.